

Kit ortesico da indossare  
come una "seconda pelle"




### INDICAZIONI CLINICHE

- ✓ PCI (emiplegia, diplegia, tetraplegia)
- ✓ Valgismo/varismo
- ✓ Deviazioni articolari
- ✓ Scarso reclutamento muscolare
- ✓ Scarso integrazione sensoriale
- ✓ Disallineamento posturale
- ✓ Squilibrio muscolare
- ✓ Atassia
- ✓ Ipotonia
- ✓ Astenia

Il **kit ortesico TheraTogs** nasce in America grazie alla sperimentazione e alla conoscenza di esperti nel campo della riabilitazione neuromotoria come soluzione efficace per pazienti affetti da patologie motorie e sensoriali.

Questo kit infatti, grazie ad anni di studi e applicazioni, è stato pensato per favorire un miglioramento dell'assetto posturale, della capacità e della precisione del movimento e della stabilità articolare, soprattutto in quei soggetti che risultano affetti da patologie dello sviluppo, con lesioni cerebrali, o con specifici problemi muscolo-scheletrici, posturali, di equilibrio, o di movimento.



**È UN PRODOTTO UNICO NEL SUO GENERE:  
VERSATILE E FUNZIONALE, È IN GRADO  
DI DETERMINARE MIGLIORAMENTI  
SIGNIFICATIVI NELLA RIABILITAZIONE FISICA.**

# PENSATO PER MIGLIORARE L'ASSETTO POSTURALE

**TheraTogs** si presenta come una “seconda pelle” priva di lattice, velcrosensibile, dotata di traspirazione ottimale e della massima vestibilità.

Il suo tessuto, infatti, è composto da due strati: un'imbottitura in poliuretano elastomerico a base acquosa che va a contatto con la pelle ed un tessuto velcro sensibile che offre una superficie esterna resistente per il fissaggio delle fasce a strappo.

Si presenta come una “Tuta”, composta da una “canottiera” (**Tanktop**) e da un paio di “pantaloncini” (**Hipster**) al di sopra dei quali vengono applicate differenti “fasce a strappo” di forme, dimensioni e materiali differenti che permettono di lavorare su gruppi di fasci muscolari.

**TheraTogs** è uno strumento ortesico che consente di prolungare l'effetto della terapia al di fuori dal setting e/o coadiuvare il lavoro del terapeuta all'interno della seduta riabilitativa.



## IL GOLDTONE

Il materiale di cui è composto **TheraTogs** è il **Goldtone**, misto tessuto gommapiuma brevettato. Si tratta di un materiale schiumato composto da poliuretano espanso.

Il Goldtone è un tessuto elastico e dinamico che si adatta al meglio alle forme del corpo di chi lo indossa; viene applicato direttamente sulla pelle e per tale motivo è stato formulato con componenti del tutto anallergici e privi di lattice.

Il Goldtone si compone di due strati: uno interno, di colore bianco, che si applica direttamente sulla pelle ed è un materiale schiumato caratterizzato da morbidezza e confortevolezza, ed uno esterno, di colore oro, che è un tessuto velcro-sensibile sul quale vengono applicate le fasce a strappo ancorate con dei velcri (Tabs).

Le principali caratteristiche del Goldtone sono:

- ✓ Elasticità;
- ✓ Ritorno elastico;
- ✓ Tensione;
- ✓ Resistenza nel tempo;
- ✓ Azione grippante;
- ✓ Traspirabilità.



## CODICE\*

### KIT INTERO

➡ 06.03.09.018 – 017

➡ 06.12.09.030 x 2

➡ 06.12.15.039 x 2

➡ 06.12.18.133 x 2

### KIT ARTI INFERIORI

➡ 06.12.09.030 x 2

➡ 06.12.15.039 x 2

➡ 06.12.18.133 x 2

### KIT TRONCO PTA

➡ 06.03.09.018 – 017

➡ 06.12.15.039 x 2

### KIT POLSO POLLICE

➡ 06.06.12.009

### KIT WUNZI

➡ 06.06.30.033 x 1

➡ 06.03.09.017

➡ 06.03.09.103 x 2

➡ 06.03.09.106 x 2

➡ 06.03.09.109 x 1

➡ 06.03.09.118 x 1

➡ 06.03.09.124 x 1

➡ 06.03.09.126 x 1

\* i codici sono indicativi e non garantiscono integrazione completa del prezzo

# CLASSIFICAZIONE KIT



## A KIT INTERO - PTA

Kit per l'allineamento posturale e del tronco. Indicato per l'allineamento posturale tronco-bacino sui piani frontale, sagittale e trasverso. Si compone di pochi elementi che giustificano applicazioni più semplici.



## B KIT FULL BODY

Kit che consente di lavorare sull'allineamento di tronco, bacino, arti superiori e arti inferiori. È dotato di molti elementi ed è consigliato per casi clinici più complessi.



## C KIT POLSO POLLICE

Kit che consente di lavorare su abduzione di pollice, stabilizzazione del polso, pronosupinazione di avambraccio.



## D KIT ARTI INFERIORI

Kit composto da elementi indispensabili per un lavoro di allineamento funzionale di arti inferiori sul piano frontale, sagittale e trasverso.

## E KIT WUNZI

Kit adatto a bambini piccoli (neonati fino ai primi 2 anni di vita). Consente un intervento riabilitativo precoce per allineamento di tronco, bacino, arti inferiori e arti superiori.



## LINEA PEDIATRICA

| MODELLO | NOME       | ETÀ        | PESO         | LUNG. TRONCO | CIRCONF. ADDOME |
|---------|------------|------------|--------------|--------------|-----------------|
| GWZ25   | Wunzi XXS  | 0÷3 mesi   | 3÷5 Kg       | 40 cm        | 40 cm           |
| GWZ50   | Wunzi XS   | 3÷6 mesi   | 5÷8 Kg       | 50 cm        | 44 cm           |
| GWZ75   | Wunzi S    | 6÷12 mesi  | 8÷8,5 Kg     | 55 cm        | 46 cm           |
| GWZLKS  | Limb kit S | 0÷12 mesi  | oltre 8,5 Kg |              |                 |
| GWZ100  | Wunzi M    | 12÷18 mesi | 8,5÷9,5 Kg   | 60 cm        | 50 cm           |
| GWZ125  | Wunzi L    | 18÷24 mesi | 9,5÷12 kg    | 68 cm        | 54 cm           |
| GWZLKL  | Limb kit L | 12÷24 mesi | oltre 12 kg  |              |                 |

| MISURE         | PESO     | MAX ATK | MAX STA | PTA     | FULL BODY | KIT ARTI INFERIORI |
|----------------|----------|---------|---------|---------|-----------|--------------------|
| Bambino        | 7÷11 kg  | 25 cm   | 27 cm   | GPTA110 | GFB100    | GLE101             |
| Età prescolare | 11÷20 kg | 30 cm   | 24 cm   | GPTA210 | GFB200    | GLE201             |
| Pediatrico     | 20÷30 kg | 47 cm   | 38 cm   | GPTA310 | GFB300    | GLE301             |
| 11-13 anni     | 30÷50 kg | 53 cm   | 44 cm   | GPTA410 | GFB400    | GLE401             |

Kit Polso Pollice - taglia 307 - misura adatta ad una fascia di età pediatrica (neonati, prescolare e scolare)  
 Kit Polso Pollice - taglia 317 - misura adatta ad una fascia di età adolescenziale e adulta

## LINEA ADULTO

| MISURE       | PESO      | MAX ATK | MAX STA | KIT COMPLETO | KIT ARTI INFERIORI |
|--------------|-----------|---------|---------|--------------|--------------------|
| 11 - 13 anni | 30÷50 kg  | 53 cm   | 44 cm   | GFB400       | GLE401             |
| Donna S      | 50÷64 kg  | 60 cm   | 52 cm   | GFB600       | GLE601             |
| Donna M      | 64÷77 kg  | 60 cm   | 52 cm   | GFB610       | GLE611             |
| Donna L      | 77÷91 kg  | 67 cm   | 58 cm   | GFB620       | GLE621             |
| Uomo S       | 50÷66 kg  | 60 cm   | 49 cm   | GFB700       | GLE701             |
| Uomo M       | 66÷77 kg  | 60 cm   | 49 cm   | GFB710       | GLE711             |
| Uomo L       | 77÷86 kg  | 67 cm   | 57 cm   | GFB720       | GLE721             |
| Uomo XL      | 86÷109 kg | 67 cm   | 59 cm   | GFB730       | GLE731             |



**Distribuzione in esclusiva italiana  
di articoli riabilitativi unici e di qualità**

**Creha Riabilitazione di Ortopedia Castagna Srl**

Via Como 1 - 23896 Bevera di Sirtori (LC)

Fax 0341 360 931 - Tel. +39 0341 372 350

**[info@creha.it](mailto:info@creha.it) - [www.creha.it](http://www.creha.it)**

